

Une gamme complète.

PUCK.

Désinfection

Réf : A02243

## Bactéricide assainisseur d'air 750 ML

Assainisseur d'air et désinfectant de contact.

Conforme aux normes :

**Bactéricide EN 1040** en 5min à 20°C : Actif sur *Pseudomonas aeruginosa* et *Staphylococcus*.

**Bactéricides EN1276** en 5mn à 20°C sur *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae* en condition de saleté.

**Fongicide EN1650** en 15min à 30°C (*Aspergillus niger*, *Candida albicans*) en condition de propreté

Assainit et désodorise l'atmosphère.

Désinfecte les surfaces par application directe.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

### CONDITIONNEMENT

Boîtier fer blanc diamètre 65 mm / hauteur 300 mm

Volume nominal : 1000 ml / Volume net : 750 ml.

Carton de 12 aérosols



### MODE D'EMPLOI

- Pour la désinfection des surfaces : vaporiser uniformément à 20 cm et laisser sécher, sans essuyer.
- Pour l'assainissement de l'air dans les locaux : vaporiser aux 4 coins de la pièce pendant 10 secondes pour un volume de 50 m<sup>3</sup>.

### APPLICATION

Spécialement conçu pour la désinfection en milieu hospitalier, il convient aux chambres de malades, salles de bain, toilettes, couloirs et lieux accueillant le public...

Il peut être utilisé dans les cliniques, les écoles, maisons de retraite, les chambre d'hôtels, les crèches, les bureaux, les lieux publics, les ambulances...

Il assure une désinfection totale des surfaces, sanitaires, sièges de WC, salles d'attente, lits d'examen et l'assainissement aérien des locaux.



www.sico.net

sico.commercial@sico.net

+33 (0)4 76 50 85 50



**S.I.C.O.** S.A.

société industrielle de conditionnement optimisé

SARL AU CAPITAL DE 2 700 000 EUROS - R.C. GRENOBLE 57 B 150 - C.C.P. GRENOBLE 48946 K - SIRET 697 320 539 00045 - APE 8292 Z - N° TVA CEE : FR 71 697 320 539